

# ANLEITUNG



## Apfelsäure Testkit



1

### Vorbereiten:

- Spülen Sie den Apfelsäure-Teebeutel für **10 Sekunden** unter fließendem kaltem Wasser ab.

2

### Test starten:

- Füllen Sie einen **entkalkten Teekocher oder eine saubere Pfanne mit 0.5 Liter kaltem Wasser**. Das Wasser darf nicht durch eine bestehende Salzanlage oder ein Filtersystem aufbereitet sein. Falls Sie eine Salzanlage oder ähnlich haben, verwenden Sie bitte rohes Gartenwasser.
- Geben Sie den Apfelsäure-Teebeutel ins Wasser.
- Rühren Sie das Wasser genau **1 Minute** lang kontinuierlich um.  
→ **Wichtig:** Ohne ständiges Rühren funktioniert der Test nicht richtig!

3

### Wasser erhitzen:

- Nehmen Sie den Apfelsäure-Teebeutel aus dem Wasser.
- Bringen Sie das Wasser **einmal zum Kochen** (Siedepunkt erreichen).

4

### Umfüllen:

- Rühren Sie das Wasser nach dem Erhitzen nochmals gut um.
- Giessen Sie das **heisse Wasser** in einen hitzebeständigen, transparenten Behälter (z. B. aus Glas oder Kunststoff)
- Lassen Sie das Wasser **abkühlen**.

5

### Vergleichen:

- Wiederholen Sie den Test noch einmal **ohne das Apfelsäure Testkit**.
- **Vergleichen** Sie die beiden abgekühlten Behälter miteinander.

6


### Überzeugt?!

- Hat Sie das **Ergebnis überzeugt** oder haben Sie noch Fragen? Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung!  
Kontaktieren Sie uns unter **+41 44 888 50 05**

Evodrop AG  
Birkenstrasse 21  
CH-8306 Brüttisellen

+41 44 888 50 05  
info@evodrop.com  
www.evodrop.com

Kalkfreies Wasser  
für das ganze Haus



Mehr dazu

